
SEMP S
SEDESTACIÓN
Cojín Visco Gránulos

Prevención Úlceras por Presión

Espuma viscoelástica granulada
Posicionamiento y prevención
Muy adaptable para diferentes usos.

SANITIFOAM®
CQFPREVENT



División Sanitaria
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330
www.cqfarma.com

SEMP SEDESTACIÓN

Cojín Preventivo adaptable

El cojín Visco Gránulos SANITIFOAM CQF BASIC es un cojín de espuma viscoelástica sencillo, destinado a personas con cierta movilidad y bajo riesgo de ulceración.

Su formato granulado es adecuado para usuarios de bajo peso y permite que el usuario adapte el relleno a sus necesidades pudiendo utilizarlo de muy diversas maneras o posturas.



INTERIOR

Espuma viscoelástica de alta densidad y dureza, cuyas propiedades termosensibles hacen que adopte la forma del cuerpo con la propia temperatura corporal recuperando su forma después, sin deformarse (efecto memoria).

Su fabricación de poro abierto permite una transpiración aumentada gracias al espacio entre los gránulos cuya funda interior es de tejido tubular elástico y de punto abierto.



GRAN VERSATILIDAD

Gracias a su formato en gránulos el usuario puede repartir el relleno según sus necesidades en cada momento. Además también puede ser utilizado como cojín lumbar, de espalda u otras opciones de posicionamiento.



Fabricación por célula abierta



Densidad Visco Rosa 50 Kg/m³



100% Libre de Latex



Lavable

Composición Viscoelástica

Densidad	50 kg/m ³
Dureza	4 kPa

FUNDA Elástica



Fabricada con tejido de poliuretano elástico, impermeable a líquidos, transpirable, muy suave y con cremallera lateral para poder retirarla para lavar cuando sea necesario, ya que al ser impermeable se puede limpiar en superficie.

Medidas	Funda	Referencia
42 x 42 x 6 cm aprox.	BE	CQF008VG

Composición Poliéster y Poliuretano

Limpieza Funda Limpieza: max. 95%. No usar lejía ni derivados. No planchar. No se recomienda lavado en seco o secado a máquina. -

Limpieza Espuma Lavar sólo cuando sea estrictamente necesario. max. 60°C Detergente suave o neutro. Usar una funda protectora. No escurrir retorciendo. NO CENTRIFUGAR. Evite lejías y/o derivados. No abrir el interior. No secar en máquina. No planchar



Funda elástica



Impermeable



Transpirable



Antialérgica



Desinfectable y esterilizable



Lavable y esterilizable



Comercial Quirúrgica Farmacéutica



Producto Sanitario Clase I no estéril (R.D. 1591 / 2009)